

Istruzioni per fare l'esame del sangue occulto nelle feci



- 1.** Le verrà consegnato dal Farmacista un flaconcino. Verifichi che su di esso sia applicata l'etichetta adesiva con il codice a barre e i suoi dati anagrafici.
- 2.** È necessario innanzitutto raccogliere un campione di feci su una superficie pulita ed asciutta (utilizzando ad esempio della carta igienica o un piatto di plastica/carta) evitando di contaminarle con urina, acqua o sangue. Quindi **apra il flaconcino svitando SOLO IL TAPPO VERDE a vite**, mantenendolo in verticale.



- 3.** Inserisca e strisci la punta del bastoncino in 3-4 punti diversi delle feci, in maniera che **SOLO UNA PICCOLA QUANTITÀ** di feci rimanga attaccata all'estremità del bastoncino, dove sono presenti le scanalature.



- 4.** Metta di nuovo il bastoncino nel flaconcino; **attenzione a non far fuoriuscire liquido o sporcare con feci la superficie esterna del flaconcino, poiché verrà scartato dal Laboratorio.**



- 5.** Chiuda il tappo verde avvitalo a fondo e agiti gentilmente il flacone 2 o 3 volte. **Non riapra** il tappo del flaconcino.

Conservi il flaconcino in frigorifero per un **massimo di 2 giorni**, fino al momento della riconsegna in farmacia.

Si ricordi:

- **NON RIMUOVA IL TAPPO TRASPARENTE SOTTO LA PROVETTA.** Se ciò dovesse accadere il dispositivo non sarà più idoneo per il prelievo e dovrà sostituirlo con uno nuovo.
- Prima di fare l'esame non è necessario seguire nessuna dieta.
- L'esame va rimandato nel caso abbia perdite di sangue a livello anale e/o vaginale (emorroidi sanguinanti, mestruazioni, ecc.).
- Riporti il flaconcino nella stessa farmacia in cui l'ha ritirato, il **lunedì** e il **martedì** nel **normale orario di apertura**, oppure il **mercoledì** entro le ore **12:30**.